

# HeartSave AED

Optimal geeignet für jeden Ersthelfer und Laienanwender - ideal für Betriebe, Unternehmen, und öffentliche Einrichtungen

- ▶ automatisierter externer Defibrillator
- ▶ Lebensdauer Batterie: bis zu 6 Jahre / 200 Schocks
- ▶ Haltbarkeit Pads: min. 36 Monate, vorkonnectiert
- ▶ Kindermodus & Kindertaste
- ▶ Metronom
- ▶ 4 Sprachen
- ▶ täglicher Selbsttest
- ▶ 10 Jahre Garantie (*optional*)



**ADAPTIVE BENUTZERFÜHRUNG** des AED, der sich zur Optimierung des HLW-Ablaufs der Arbeitgeschwindigkeit des Anwenders anpassen kann

**KINDERTASTE** für Kinderdefibrillation mit angepassten Energiestufen auch ohne spezielle Kinderelektroden

**BIPHASISCHE ENERGIEABGABE** mit Thorax-Impedanz-Messung für eine sichere und effektive Defibrillation

**ESKALIERENDE ENERGIESTUFEN** bis 360 J für verbesserte Wirksamkeit auch bei eventuell notwendigen Mehrfachdefibrillationen

**ERC-2021-KONFORM** selbstverständlich arbeiten alle neuen AEDs der HeartSave-Serie nach den Vorgaben der aktuellen ERC-2021-Guidelines

**WIRTSCHAFTLICHKEIT** dank langlebiger und preisgünstiger Verbrauchsmaterialien für minimale Folgekosten

**DOKUMENTATION** von jedem Einsatz auf einer Speicherkarte (Ereignisse mit Zeitstempel, Messwerte, EKG)

**MADE IN GERMANY** Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Technischer Service der Metrax GmbH befinden sich seit über 40 Jahren in Rottweil

## Technische Daten

- ▶ automatische Aktivierung des AED bei Abnahme des Gerätedeckels für eine schnellstmögliche Inbetriebnahme
- ▶ Lebensdauer Batterie: bis zu 6 Jahre / 200 Schocks
- ▶ Haltbarkeit SavePads: Minimum 36 Monate
- ▶ vorkonnectierte Elektroden für eine schnellstmögliche Versorgung des Betroffenen
- ▶ Kindermodus per Tastendruck - somit sind im Notfall keine speziellen Kinderelektroden erforderlich
- ▶ viersprachig (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch), insgesamt stehen 30 Sprachen zur Auswahl
- ▶ Metronom zur korrekten Druckfrequenz während der Herzdruckmassage, um den Anwender zu unterstützen
- ▶ automatische tägliche Selbsttests mit Statusanzeige für Funktion und Batterie
- ▶ automatische Anpassung der abgegebenen Energie an jeden Patienten mit eskalierenden Energieabgaben bis 360 J bei evtl. notwendigen Mehrfachdefibrillationen
- ▶ Anleitung zur Herzdruckmassage auch während der Ladephase, um dem Ersthelfer eine Minimierung der "No-Flow-Zeiten" zu ermöglichen
- ▶ Speicherung der Einsatzdaten auf einer entnehmbaren Speicherkarte
- ▶ Lieferung inkl. Notfallset (Handschuhe, Beatmungstuch, Einwegrasierer, Kleiderschere) zum persönlichen Schutz
- ▶ staub- und schwallwassergeschützt (IP 55)
- ▶ Gewicht nur ca. 2,5 kg
- ▶ 6 Jahre Garantie ab Werk
- ▶ Made in Germany

Im vorliegenden Text verwenden wir zum besseren Verständnis das generische Maskulinum. Bitte beachten Sie, dass alle Personenbezeichnungen selbstverständlich gleichermaßen für alle Geschlechter gelten.

Batterie 6: Die Lebensdauer der Batterie beträgt normalerweise bis zu 6 Jahre, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: Die Batterie ist in das Gerät eingelegt, das Gerät befindet sich ausschließlich im Standby-Modus und wird nicht verwendet, sondern führt lediglich die von Metrax empfohlenen turnusmäßigen Selbsttests durch, und die Umgebungstemperatur beträgt durchgängig 23 Grad Celsius (- ±2 Grad Celsius). Die Lagerung der Geräte im Freien verkürzt die Lebensdauer der Batterie erheblich. Weil verschiedenste Parameter die Lebensdauer der Batterie beeinflussen können, übernimmt Metrax keine Haftung für die Lebensdauer der Batterie.