

HeartSave AED-M

AED mit beleuchtetem Monitor und EKG-Anzeige - ideal für Ärzte und andere professionelle Anwender

- ▶ beleuchteter Monitor
- ▶ EKG-Anzeige, Messwerte & Informationen, Anweisungen
- ▶ Halbautomatisierter Defibrillator
- ▶ Lebensdauer Batterie: bis zu 6 Jahre / 200 Schocks
- ▶ Haltbarkeit Pads: min. 36 Monate, vorkonnectiert
- ▶ Kindermodus & Kindertaste
- ▶ Akku (*optional*)
- ▶ 10 Jahre Garantie (*optional*)



BELEUCHTETER MONITOR zur Darstellung von EKG, gemessenen Vitalwerten, Einsatzdauer, Schocks, Sprachanweisungen in Textform

KINDERTASTE für Kinderdefibrillation mit angepassten Energiestufen auch ohne spezielle Kinderelektroden

BIPHASISCHE ENERGIEABGABE mit Thorax-Impedanz-Messung für eine sichere und effektive Defibrillation

ESKALIERENDE ENERGIESTUFEN bis 360 J für verbesserte Wirksamkeit auch bei eventuell notwendigen Mehrfachdefibrillationen

ERC-2021-KONFORM selbstverständlich arbeiten alle neuen AEDs der HeartSave-Serie nach den Vorgaben der aktuellen ERC-2021-Guidelines

WIRTSCHAFTLICHKEIT dank langlebiger und preisgünstiger Verbrauchsmaterialien für minimale Folgekosten

DOKUMENTATION von jedem Einsatz auf einer Speicherkarte (Ereignisse mit Zeitstempel, Messwerte, EKG)

MADE IN GERMANY Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Technischer Service der Metrax GmbH befinden sich seit über 40 Jahren in Rottweil

Technische Daten

- ▶ automatische Aktivierung des AED bei Abnahme des Gerätedeckels für eine schnellstmögliche Inbetriebnahme
- ▶ Lebensdauer Batterie: bis zu 6 Jahre / 200 Schocks
- ▶ Haltbarkeit Pads: Minimum 36 Monate
- ▶ Kindermodus per Tastendruck - somit sind im Notfall keine speziellen Kinderelektroden erforderlich
- ▶ hochauflösender LCD-Monitor (hintergrundbeleuchtet), BlueMode-Display, optional Transfektiv-Display, 95 x 72 mm, (Diagonale 4,7"), 320 x 240 Pixel
- ▶ Änderung von Geräte-Einstellungen über das Setup-Menü
- ▶ vorkonnectierte Elektroden für eine schnellstmögliche Versorgung des Betroffenen
- ▶ Metronom zur korrekten Druckfrequenz während der Herzdruckmassage, um den Anwender zu unterstützen
- ▶ Speicherung der Einsatzdaten auf entnehmbarer CF-Karte
- ▶ Anleitung zur Herzdruckmassage auch während der Ladephase, um dem Ersthelfer eine Minimierung der "No-Flow-Zeiten" zu ermöglichen
- ▶ automatische Anpassung der abgegebenen Energie an jeden Patienten mit eskalierenden Energieabgaben bis 360 J bei evtl. notwendigen Mehrfachdefibrillationen
- ▶ automatische tägliche Selbsttests mit Statusanzeige für Funktion und Batterie
- ▶ Lieferung inkl. Notfallset (Handschuhe, Beatmungstuch, Einwegrasierer, Kleiderschere) zum persönlichen Schutz
- ▶ Staub- und Schwallwasser-geschützt (IP 55)
- ▶ Gewicht nur ca. 2,5 kg
- ▶ 6 Jahre Garantie ab Werk
- ▶ Made in Germany

Im vorliegenden Text verwenden wir zum besseren Verständnis das generische Maskulinum. Bitte beachten Sie, dass alle Personenbezeichnungen selbstverständlich gleichermaßen für alle Geschlechter gelten.

Batterie 6: Die Lebensdauer der Batterie beträgt normalerweise bis zu 6 Jahre, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: Die Batterie ist in das Gerät eingelegt, das Gerät befindet sich ausschließlich im Standby-Modus und wird nicht verwendet, sondern führt lediglich die von Metrax empfohlenen turnusmäßigen Selbsttests durch, und die Umgebungstemperatur beträgt durchgängig 23 Grad Celsius (- ±2 Grad Celsius). Die Lagerung der Geräte im Freien verkürzt die Lebensdauer der Batterie erheblich. Weil verschiedenste Parameter die Lebensdauer der Batterie beeinflussen können, übernimmt Metrax keine Haftung für die Lebensdauer der Batterie.