

HeartSave AS

Der AED mit vollautomatisierter Schockabgabe - auch bei unsicheren Anwendern wird somit sichergestellt, dass die notwendige Energie schnell und zuverlässig verabreicht wird

- ▶ vollautomatisierter externer Defibrillator
- ▶ Lebensdauer Batterie: bis zu 6 Jahre / 200 Schocks
- ▶ Haltbarkeit Pads: min. 36 Monate, vorkonnectiert
- ▶ Kindermodus & Kindertaste
- ▶ Metronom
- ▶ 4 Sprachen
- ▶ täglicher Selbsttest
- ▶ 10 Jahre Garantie (optional)



ADAPTIVE BENUTZERFÜHRUNG des AED, der sich zur Optimierung des HLW-Ablaufs der Arbeitsgeschwindigkeit des Anwenders anpassen kann

KINDERTASTE für Kinderdefibrillation mit angepassten Energiestufen auch ohne spezielle Kinderelektroden

BIPHASISCHE ENERGIEABGABE mit Thorax-Impedanz-Messung für eine sichere und effektive Defibrillation

ESKALIERENDE ENERGIESTUFEN bis 360 J für verbesserte Wirksamkeit auch bei eventuell notwendigen Mehrfachdefibrillationen

ERC-2021-KONFORM selbstverständlich arbeiten alle neuen AEDs der HeartSave-Serie nach den Vorgaben der aktuellen ERC-2021-Guidelines

WIRTSCHAFTLICHKEIT dank langlebiger und preisgünstiger Verbrauchsmaterialien für minimale Folgekosten

DOKUMENTATION von jedem Einsatz auf einer Speicherkarte (Ereignisse mit Zeitstempel, Messwerte, EKG)

MADE IN GERMANY Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Technischer Service der Metrax GmbH befinden sich seit über 40 Jahren in Rottweil

Technische Daten

- ▶ automatische Aktivierung des AED bei Abnahme des Gerätedeckels, vollautomatisierte Schockabgabe
- ▶ Lebensdauer Batterie: bis zu 6 Jahre / 200 Schocks
- ▶ Haltbarkeit Pads: Minimum 36 Monate
- ▶ vorkonnectierte Elektroden für eine schnellstmögliche Versorgung des Betroffenen
- ▶ Kindermodus per Tastendruck - somit sind im Notfall keine speziellen Kinderelektroden erforderlich
- ▶ viersprachig (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch), insgesamt stehen 30 Sprachen zur Auswahl
- ▶ Metronom zur korrekten Druckfrequenz während der Herzdruckmassage, um den Anwender zu unterstützen
- ▶ automatische tägliche Selbsttests mit Statusanzeige für Funktion und Batterie
- ▶ automatische Anpassung der abgegebenen Energie an jeden Patienten mit eskalierenden Energieabgaben bis 360 J bei evtl. notwendigen Mehrfachdefibrillationen
- ▶ Anleitung zur Herzdruckmassage auch während der Ladephase, um dem Ersthelfer eine Minimierung der "No-Flow-Zeiten" zu ermöglichen
- ▶ Speicherung der Einsatzdaten auf einer entnehmbaren Speicherkarte
- ▶ Lieferung inkl. Notfallset (Handschuhe, Beatmungstuch, Einwegrasierer, Kleiderschere) zum persönlichen Schutz
- ▶ staub- und schwallwassergeschützt (IP 55)
- ▶ Gewicht nur ca. 2,5 kg
- ▶ 6 Jahre Garantie ab Werk
- ▶ Made in Germany

Im vorliegenden Text verwenden wir zum besseren Verständnis das generische Maskulinum. Bitte beachten Sie, dass alle Personenbezeichnungen selbstverständlich gleichermaßen für alle Geschlechter gelten.

Batterie 6: Die Lebensdauer der Batterie beträgt normalerweise bis zu 6 Jahre, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: Die Batterie ist in das Gerät eingelegt, das Gerät befindet sich ausschließlich im Standby-Modus und wird nicht verwendet, sondern führt lediglich die von Metrax empfohlenen turnusmäßigen Selbsttests durch, und die Umgebungstemperatur beträgt durchgängig 23 Grad Celsius (- ±2 Grad Celsius). Die Lagerung der Geräte im Freien verkürzt die Lebensdauer der Batterie erheblich. Weil verschiedenste Parameter die Lebensdauer der Batterie beeinflussen können, übernimmt Metrax keine Haftung für die Lebensdauer der Batterie.